



Productinformatie:

X-Smart® Pro+ Kits

WaveOne® Gold, ProTaper Ultimate™, Reciproc® blue

Promotie
geldig van
20 januari
t/m
30 juni 2025

Ontdek de **kracht** van perfectie met onze endo-innovaties. Onze endo-kits bevatten niet alleen de **geavanceerde technologie** van de X-Smart® Pro+ maar **zijn ook uitgerust** met onze betrouwbare Dentsply Sirona-vijlen en de **goldstandard wortelkanaalsealer AH Plus Jet**.

Deze unieke kits zijn ontworpen om de endodontische behandelingen nog efficiënter en voorspelbaarder te maken.





Productinformatie:

X-Smart® Pro+ Kits

WaveOne® Gold, ProTaper Ultimate™, Reciproc® blue

Combinatie voordeel:

1. De perfecte partner – de perfecte match

De vijlsystemen van Dentsply Sirona en VDW bereiken uitstekende prestaties in combinatie met de X-Smart Pro+ endomotor.

- + Gepatenteerde sensorloze motorbesturing
- + Geïntegreerde real-time apexlocator met Dynamische Nauwkeurigheid Technologie
- + Klein 360° draaibaar mini-hoekstuk met geïntegreerde LED-verlichting
- + Gebruiksvriendelijke interface-touchscreen



WaveOne® Gold



ORIGINELE
RECIPRO
BEWEGING

ProTaper Ultimate™



KRACHTIG

Reciproc® Blue



NAUWKEURIGE
SNELHEIDSREGELING
BIJ LAGE KOPPEL

2. Inclusief wortelkanaalsealer

Alle X-Smart Pro+ kits bevatten de goldenstandard wortelkanaalsealer AH Plus Jet.
Klinisch bewezen wortelkanaalsealer met >100 miljoen wortelkanaalvullingen wereldwijd.



Productinformatie:

X-Smart® Pro+ Kits

WaveOne® Gold, ProTaper Ultimate™, Reciproc® blue

Productreferenties:

Omschrijving Kit	Inhoud	Indiv. artikel nummer	RRP € ¹
X-Smart Pro+ WaveOne Gold Kit B00XSPPW1GKIT	X-Smart Pro+	6779016	2.500,-
	WaveOne Gold Treatment Solution Kit	B00W1G0TSOKIT	
	AH Plus Jet Starter Kit	60620115	
X-Smart Pro+ ProTaper Ultimate Kit B00XSPPPTLKIT	X-Smart Pro+	6779016	2.500,-
	ProTaper Ultimate Treatment Solution Kit	B00PTULTSOKIT	
	AH Plus Jet Starter Kit	60620115	
X-Smart Pro+ Reciproc Blue Kit B00XSPPRCBKIT	X-Smart Pro+	6779016	2.500,-
	RECIPOC blue system Kit 24	V041215025000	
	AH Plus Jet Starter Kit	60620115	

**Promotie
geldig van
20 januari
t/m
30 juni 2025**

¹Aanbevolen verkoopprijs exclusief wettelijk voorgeschreven B.T.W.

Dealer naam:

Adres:

E-mail:

Telefoon:



Productinformatie:

X-Smart® Pro+ + WaveOne® Gold Kit

Pakket inhoud B00XSPPW1GKIT:

X-Smart Pro+ WaveOne Gold Kit

X-Smart Pro+ Endo Motor I Art. nr: 6779016

X-Smart Pro+ Motor met Mini-hoekstuk
Accessoire Box: oplader met universele-netwerkadaptor
Lip Clip, Vijlhaak, Y-verbindingkabel

WaveOne Gold Treatment Solution Kit I Art. nr: B00W1G0TS0KIT

4x WaveOne Gold Sequenceblister
1x Patiënten - Sequence set à 3 vijlen
6x WaveOne Gold Glider vijlen, 25 mm
6x WaveOne Gold Small vijlen, 25 mm
6x WaveOne Gold Primary vijlen, 25 mm
6x WaveOne Gold Medium vijlen, 25 mm
3x WaveOne Gold Large vijlen 25 mm
1x WaveOne Gold Paperpoints Primary (180 st.)
1x WaveOne Gold Conform Fit® Guttapercha assortiment (60 st.)
10x Dentsply Sirona Irrigation needle

AH Plus Jet Starter Kit I Art. nr: 60620115

1x AH Plus Jet Syringe 15g
20x Mixing tips
20x Intra oral tips
1x Mixing pad
1x Gebruiksaanwijzing
1x Storage tray

Er worden geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en logo's gebruikt. Zelfs als deze op de betreffende plaatsen niet als zodanig zijn gemarkeerd, zijn de overeenkomstige wettelijke bepalingen van toepassing.



Productinformatie:

X-Smart® Pro+ ProTaper Ultimate™ Kit

Pakket inhoud B00XSPPPTLKIT:

X-Smart Pro+ ProTaper Ultimate Kit

X-Smart Pro+ Endo Motor I Art. nr: 6779016

X-Smart Pro+ Motor met Mini-hoekstuk
Accessoire Box: oplader met universele-netwerkadaptor
Lip Clip, Vijlhaak, Y-verbindingskabel

ProTaper Ultimate Treatment Solution Kit I Art. nr: B00PTULTSOKIT

4x ProTaper Ultimate (Slider, Shaper, F1, F2, F3), 25 mm
6x ProTaper Ultimate SX vijlen, 19 mm
6x ProTaper Ultimate Slider vijlen, 25 mm
6x ProTaper Ultimate Shaper vijlen, 25 mm
6x ProTaper Ultimate F1 vijlen, 25 mm
6x ProTaper Ultimate F2 vijlen, 25 mm
1x ProTaper Ultimate Paperpoints Primary (180 St.)
1x ProTaper Ultimate Conform Fit assortiment (60 St.)
10x Dentsply Sirona Irrigation needle

AH Plus Jet Starter Kit I Art. nr: 60620115

1x AH Plus Jet Syringe 15g
20x Mixing tips
20x Intra oral tips
1x Mixing pad
1x Gebruiksaanwijzing
1x Storage tray

Er worden geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en logo's gebruikt. Zelfs als deze op de betreffende plaatsen niet als zodanig zijn gemarkeerd, zijn de overeenkomstige wettelijke bepalingen van toepassing.



Productinformatie:

X-Smart® Pro+ Kit RECIPROC blue

Pakket inhoud B00XSPPRCBKIT:

X-Smart Pro+ RECIPROC blue Kit

X-Smart Pro+ Endo Motor I Art. nr: 6779016

X-Smart Pro+ Motor met Mini-hoekstuk
Accesoire Box: oplader met universele-netwerkadaptor
Lip Clip, Vijlhaak, Y-verbindingenkabel

RECIPROC blue System Kit 24 I Art.-Nr. V041215025000

1x RECIPROC blue Instrumenten (25 mm), steriel, (24st.: 12x R25, 6x R40, 6x R50)
1x RECIPROC blue Paperpoints assortiment, steriel (180st.: 90xR25, 60x R40, 30x R50)
1x RECIPROC blue Guttapercha assortiment, steriel, (60st.: 36x R25, 12x R40, 12x R50)
1x Endo oefentand, getrepaneerd

AH Plus Jet Starter Kit I Art. nr: 60620115

1x AH Plus Jet Syringe 15g
20x Mixing tips
20x Intra oral tips
1x Mixing pad
1x Gebruiksaanwijzing
1x Storage tray

Deze promotie is geldig in Nederland van 20 januari tot en met 30 juni 2025. Dit geldt voor bestellingen via uw Dentsply Sirona-dealer, waarbij de prijzen kunnen afwijken van de adviesprijzen van Dentsply Sirona. Genoemde adviesprijzen van Dentsply Sirona zijn exclusief de in Nederland geldende B.T.W. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. De actievoordelen kunnen niet gecombineerd worden met andere kortingen. De klant is verantwoordelijk voor het doorgeven van de korting aan de patiënt, indien van toepassing. Er worden geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en logo's gebruikt. Ook als deze op de betreffende plaatsen niet als zodanig zijn gemarkeerd, zijn de overeenkomstige wettelijke bepalingen van toepassing.

